

HELLO™

BioSense
health band

คู่มือแนะนำ
การใช้งาน

HELO

BioSense
health band


1

รายการบรรจุภัณฑ์


ภายในกล่องประกอบด้วย



BioSense
health band



แท่นชาร์จ



สาย USB C



HELO


BioSense
health band

2

วิธีการใช้งาน


1. เสียบสาย USB-C เข้ากับช่องของแท่นชาร์จ
2. นำ **BioSense** วางบนแท่นชาร์จ โดยติดฐานชาร์จแม่เหล็กเข้ากับด้านหลังของเฮลท์แบนด์ให้ตรงกับหมุดสีทองบนแท่นชาร์จโดยขณะวางจะต้องวางให้ตรงกับแนวแม่เหล็กในทิศทางที่ถูกต้อง
3. ขณะชาร์จให้วาง BioSense ในลักษณะตะแคงข้าง

1




กระแสไฟฟ้าสูงสุด : 5V DC
ระยะเวลาการชาร์จ : 2 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

2



3



วิธีการใช้งาน

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HELO Smart App จาก App Store, Google Play Store หรือ HELO App STORE
หมายเหตุ: หากคุณต้องการใช้ "HELO Smart App" บน iPad คุณต้องเลือก "iPhone เท่านั้น" เมื่อดาวน์โหลด
จาก App Store

2. การตั้งค่าเริ่มต้น

ครั้งแรกที่คุณใช้งาน ให้วางเฮลท์แบนด์ไว้บนแท่นชาร์จหลังจากที่นำออกจากกล่องแล้ว เมื่อไฟ LED สีเขียว
สว่างขึ้น คุณสามารถเชื่อมต่อเฮลท์แบนด์ของคุณกับแอปพลิเคชันได้

3. เปิดเฮลท์แบนด์

เมื่อเฮลท์แบนด์ของคุณปิดอยู่, แตะปุ่มสัมผัสค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเปิดเครื่อง
หรือในกรณีที่เฮลท์แบนด์ปิดอยู่ หากวางไว้บนแท่นชาร์จเฮลท์แบนด์จะเปิดขึ้น

4. ปิดเฮลท์แบนด์

เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน, ให้คลิกที่ "ปิดเฮลท์แบนด์" เพื่อทำการปิดเครื่อง

5. เริ่มการวัด

การวัด BP/SpO2 ผ่านอุปกรณ์: เมื่อเฮลท์แบนด์เปิดอยู่, แตะที่ปุ่มสัมผัส, ไฟสีน้ำเงินจะกระพริบ, ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวัดกำลังจะเริ่มขึ้น, ใช้ปลายนิ้วของคุณแตะที่เซนเซอร์เพื่อทำการวัด เมื่อทำการวัดสำเร็จ, ไฟเซนเซอร์
จะดับลง และไฟสีน้ำเงินจะกระพริบ หากทำการวัดไม่สำเร็จไฟสีแดงจะกระพริบ

การวัดผ่านแอปพลิเคชัน: เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน, ให้เลือกที่ฟังก์ชันสุขภาพ จากนั้นคลิก
"การวัด", และไฟสีฟ้าจะกระพริบซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวัดกำลังจะเริ่มขึ้น

6. รีเซ็ต

เมื่อเฮลท์แบนด์เปิดอยู่, แตะปุ่มสัมผัสค้างไว้ 10 วินาที เพื่อเข้าสู่การรีเซ็ต (ไฟสีแดงจะกระพริบ), แตะที่ปุ่ม
สัมผัส 2 ครั้ง ภายใน 5 วินาที เพื่อทำการยืนยันการรีเซ็ต (เครื่องจะปิด, หลังจากนั้นเครื่องจะเปิด) หาก
ไม่มีการแตะปุ่มสัมผัส 2 ครั้งภายใน 5 วินาที เฮลท์แบนด์จะออกจากโหมดรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ และไฟสีแดง
จะหยุดกระพริบ

7. รีเซต

เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน, คลิก "รีเซตเฮลท์แบนด์" ในแอปพลิเคชันเพื่อทำการรีเซตเฮลท์แบนด์
ข้อมูลที่ไม่ได้ทำการซิงค์จะหายไปทั้งหมด

8. การร่ายเตียง

ไฟสีแดงจะกะพริบเป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นจะหยุด ในการดูผลสุขภาพไฟให้คุณเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการร่ายเตียงในแอปพลิเคชัน HELO

9. ความเข้ากันได้และการสนับสนุน



รองรับ Android 5.0 ขึ้นไป, iOS 10.0 ขึ้นไป

10. การเชื่อมต่อ

หลังจากดาวนโหลดเสร็จแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนบัญชี จากนั้นทำตามขั้นตอน การเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์ตามคำแนะนำการใช้งานบนแอปพลิเคชัน

11. เช็คว่าเฮลท์แบนด์เชื่อมต่ออยู่หรือไม่

แต่ละครั้งที่ปุ่ม จากนั้นไฟ Led จะกะพริบ 2 ครั้ง ไฟสีฟ้าปรากฏแสดงว่าเฮลท์แบนด์เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน ไฟสีเขียวปรากฏแสดงว่าเฮลท์แบนด์ไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน



1 ปุ่มเปิดเครื่อง

2 อิเล็กโทรด ECG & BIA

3 ไฟ LED

4 เซนเซอร์ BP, SpO2, APG

5 ซิมรีโมวเพย์

6 แผ่นสัมผัส ECG

7 หมุดชาร์จ

8 เซนเซอร์ตรวจจับลักษณะการหมุนแบบ 6 แกน

9 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิจากผิว, เซนเซอร์วัด AFIB อย่างต่อเนื่อง, เซนเซอร์วัด HR อย่างต่อเนื่อง, เซนเซอร์วัด SPO2

HELO


BioSense
health band

3

คำแนะนำสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญ

การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

เพื่อติดตามอัตราการเต้นของหัวใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น โปรดสวมเฮลท์แบนด์ห่างจากกระดูกข้อมือประมาณความกว้างของนิ้วชี้ของคุณ





BioSense
health band

4

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำในการกันน้ำ

ระดับการกันน้ำของ BioSense คือ IP68 (50 เมตร)

หมายเหตุ:

1. Biosense เหมาะสำหรับว่ายน้ำเท่านั้น หากใส่ไปดำน้ำอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ ความเสียหายดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน
2. สามารถสวมเฮลท์แบนด์ขณะว่ายน้ำ อาน้ำ และล้างมือด้วยน้ำเย็นเท่านั้น
3. ประสิทธิภาพการกันน้ำของเฮลท์แบนด์ ไม่สามารถกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น น้ำทะเล สารละลายที่เป็นกรดและด่าง และสารเคมี หากเฮลท์แบนด์ของคุณสัมผัสกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน โปรดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน

ข้อมูลเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

- คำอธิบาย
กระบวนการ**
- วัสดุสายรัดข้อมือ: ซิลิกาเจลเหลว + PA เคลือบ 2 สี, พื้นผิวรูปแบบการอบแห้ง + การปรับเปลี่ยน UV, ติดตั้งแม่เหล็กภายในตัว
 - อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นสัญญาณหัวใจ: สแตมเลส 316L + ทอง PVD
 - ด้านหลัง : PA ฟังก์ชันสแตมเลส 316L จำนวน 2 ชั้น + PVD + ชุด POGO จำนวน 2 ชั้น

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป	ขนาด	226*20*7.5 มิลลิเมตร
	น้ำหนัก	22 กรัม
	สี	สายสีดำ/เทา พร้อมแถบอิเล็กทรอนิกส์ทองหรือสีเงิน
ข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์	หน่วยประมวลผล	GOODIX5515--ARM Cortex-M4 64MHz
	การจัดเก็บข้อมูลภายใน	RAM: 256KB, ROM: 1Mbit, external 8MB
	แอป	iOS 10.0 ขึ้นไป, Android 5.0 ขึ้นไป
	การแสดงผล	---
	ความคมชัด	---
	สัมผัส	สัมผัสแบบ Capacity
	ปุ่ม	ปุ่มสัมผัส ABS
การเชื่อมต่อ	บลูทูธ	BLE 5.0
	WIFI	---
	NFC	รองรับวีโว่เพย์
	G-เซนเซอร์	Bosch BMA421
	Gyro	STK LSM6DS3TR-C,ST
เซนเซอร์	BIA	Maxim 30001
	ออกซิเจนปลายนิ้วและความดันโลหิต	Maxim 30101+32664
	อุณหภูมิ	Nano core micro NST117
	การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและอัตราการเต้นของหัวใจ	Maxim 30001

แบตเตอรี่	ประเภท	ลิเธียมโพลิเมอร์
	แรงดันไฟฟ้า	3.8 V
	ความจุ	45 mAh
	ขนาด	19.5*11*2.5 มิลลิเมตร
แอปพลิเคชัน	HELO Smart	<p>ฟีเจอร์สุขภาพ: อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, พลังงาน, ความเครียด, การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การวิเคราะห์ไขมันในร่างกาย, การเช็คสภาพหลอดเลือด, ความดันโลหิต, ออกซิเจนในเลือด, การตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว, อุณหภูมิร่างกาย, การนอนหลับ</p> <p>ข้อมูลกิจกรรม: การเดิน, แคลอรี, การยืน</p> <p>การแจ้งเตือนการเตือน: อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, ความดันโลหิต, ออกซิเจนในเลือด, อุณหภูมิร่างกาย, การตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว</p>
ข้อมูลอื่นๆ	ระดับการกันน้ำ	IP68
	ระยะเวลาในการชาร์จ	1.5 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
	ปริมาณแบตเตอรี่	3-6 วัน / ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน
แพ็คเกจ	วัสดุ	สแตนเลส + 18kt ทองชุบ
	กล่อง	กว้าง7.4 *ยาว12.3*สูง5.4mm
ใบรับรอง	อุปกรณ์อื่นๆ	แท่นชาร์จ, สาย Type C ความยาว 70 เซนติเมตร
	การรับรอง	CE/FCC/IC

การใช้งาน








Health	HR	สามารถเปิด/ปิด การวัดอัตราโนมิตีได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีการวัดทุกๆ 10 นาที รองรับการวัดค่าด้วยตนเอง
	BR	สามารถเปิด/ปิด การวัดอัตราโนมิตีได้ตลอด 24 ชั่วโมง (พิจารณาจากการเปิด/ปิด อัตราการเต้นของหัวใจ) โดยจะมีการวัดทุกๆ 10 นาที รองรับการวัดค่าด้วยตนเอง
	ECG	เริ่มการวัดโดยการเข้าแอปพลิเคชัน จากนั้นใช้นิ้วของคุณสัมผัสแถบอิเล็กโทรดด้านซ้ายและขวา ผลที่ได้จะถูกอัปโหลดลงในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ AI วิเคราะห์
	BIA	เริ่มการวัดโดยการเข้าแอปพลิเคชัน จากนั้นใช้นิ้วของคุณสัมผัสแถบอิเล็กโทรดด้านซ้ายและขวา ข้อมูลถูกอัปโหลดจากแอปพลิเคชันไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านการคำนวณเพื่อแปลผลข้อมูลและแสดงผล
	Energy	วัดอัตราโนมิตีตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีการวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง รองรับการวัดค่าด้วยตนเอง
	Stress	วัดอัตราโนมิตีตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีการวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง รองรับการวัดค่าด้วยตนเอง
	BP	เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อทดสอบความดันโลหิต วัดอัตราโนมิตีตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีการวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง และ รองรับการวัดค่าด้วยตนเอง
	APG	ข้อมูลถูกอัปโหลดจากแอปพลิเคชันไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านการคำนวณเพื่อแปลผลข้อมูลและแสดงผล รองรับการวัดค่าด้วยตนเอง
	SpO2	วัดอัตราโนมิตีตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีการวัดทุกๆ 1 ชั่วโมง และรองรับการวัดค่าด้วยตนเอง
	AFib	ต้องมีการเปิดใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน การตรวจจับ AFib ก็จะเริ่มขึ้น โดยจะมีฟีดแบ็กขึ้นที่ด้านหลังของอุปกรณ์ตลอดเวลา
	Sleep	มีการรวบรวมค่าที่ได้ทั้งหมดที่มาจากเซนเซอร์ PPG ตลอดทั้งคืนเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการนอนหลับของคุณ นอกจากนี้เซนเซอร์ใจโรยยังช่วยให้การประเมินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
	Body Temp.	วัดอัตราโนมิตีตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจวัดจากเซนเซอร์อุณหภูมิ

การเชื่อมต่อ	HR	การตั้งค่าแอปพลิเคชัน, แสดงการแจ้งเตือนด้วยไฟ LED, ส่งอีเมล
	BR	
	BP	
	SpO2	
	Afib	
	Body temperature	
ข้อมูลกิจกรรม	การเดิน	ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏในแอปพลิเคชัน
	แคลอรี	
	การยืน	
อิเล็กทรอนิกส์	แถบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของเฮลท์แบนด์เพื่อใช้ในการวัด ECG/BIA	ECG นำนิ้วชี้และนิ้วโป้งวางบนแถบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ด้านของเฮลท์แบนด์ ผลจากการวัดจะปรากฏในแอปพลิเคชัน
		BIA นำนิ้วชี้และนิ้วโป้งวางบนแถบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ด้านของเฮลท์แบนด์ โดยมือทั้ง 2 ข้างไม่สัมผัสกัน ซึ่งผลจากการวัดจะปรากฏในแอปพลิเคชัน
ปุ่มสัมผัส	กด 2 ครั้ง ติดต่อกัน	เริ่มต้นการวัด SpO2/BP ซึ่งเป็นการวัดพร้อมกัน โดยการวัดจะเริ่มภายใน 10 วินาที หลังจากเริ่มวัดไฟสีฟ้าจะกะพริบเป็นเวลา 1 วินาที หากนิ้วไม่สัมผัสไฟ LED ที่ปลายนิ้ว การอ่านค่าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะใช้เวลาในการวัด 60 วินาที

สถานะไฟ LED

ไฟ LED
ปลายนิ้ว

เมื่อทำการวัดค่า SpO2/BP ด้วยตนเอง ไฟสีแดงจะปรากฏหลังจาก
ที่คุณนำนิ้วของคุณแตะไว้ที่เซนเซอร์

ไฟ LED	แบตเตอรี่ต่ำ : ≤20%, กะพริบทุกๆ 1 วินาที		สีม่วง	R:113 G:44 B:159	กะพริบ
	ขณะชาร์จเอลท์แบตเตอรี่: ไฟกะพริบ ทุก 2 วินาที		สีเขียว	R:90 G:190 B:50	กะพริบ
	เอลท์แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม: ไฟแสดงตลอด				แสดงตลอด
	เมื่อต้องการการวัดค่าจากสมาร์ทโฟน: ไฟกะพริบ 2 ครั้ง		สีน้ำเงิน	R:0 G:160 B:220	กะพริบ
	การวัดจากปุ่มสัมผัส ระหว่างการวัดออกซิเจนในเลือดและการวัดความดันโลหิต: 1. เมื่อเริ่มวัด ไฟกะพริบ 2 ครั้ง 2. เมื่อปลายนิ้วสัมผัสครอบคลุมเซนเซอร์ ไฟกะพริบเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลการวัด				
	การวัดค่าจากปุ่มสัมผัสเสร็จสมบูรณ์: เมื่อการวัดค่าจากปุ่มสัมผัสเสร็จสมบูรณ์ไฟจะแสดง 2 วินาที				แสดงตลอด
	การอัปเดตเฟิร์มแวร์: เอลท์แบตเตอรี่กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์				
	การวัดลิ้มเหลว: ไฟสีแดงกะพริบ (2 ครั้งต่อวินาที)				
	การแจ้งเตือนการได้ยิน: ไฟสีแดงกะพริบ 10 วินาที จนกระทั่งผู้ใช้งานแตะที่ปุ่มไฟจึงจะหยุดกะพริบ		สีแดง	R:230 G:0 B:0	กะพริบ
	เปิดเครื่อง: เมื่อเอลท์แบตเตอรี่ของคุณปิดอยู่, แตะปุ่มสัมผัสค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเปิดเครื่องไฟ LED จะวนไปตามสีต่างๆ เป็นเวลา 10 วินาที นอกจากนี้เมื่อเอลท์แบตเตอรี่ปิดอยู่ และวางไว้บนเครื่องชาร์จเอลท์แบตเตอรี่จะเปิดขึ้น		หลากสี	RGB	กะพริบ
ปิดเครื่อง: เมื่อเอลท์แบตเตอรี่เปิดอยู่, การปิดเครื่องต้องทำการปิดจากแอปพลิเคชัน, โดยคลิกที่ "ปิดเอลท์แบตเตอรี่" เพื่อทำการปิดเครื่องไฟ LED จะวนไปตามสีต่างๆ เป็นเวลา 10 วินาที					
รีเซ็ต: เมื่อเอลท์แบตเตอรี่เปิดอยู่, แตะปุ่มสัมผัสค้างไว้ 10 วินาที เพื่อเข้าสู่การรีเซ็ต (ไฟสีแดงกะพริบ), แตะที่ปุ่มสัมผัส 2 ครั้งภายใน 5 วินาที เพื่อทำการยืนยันการรีเซ็ต (เครื่องจะปิด, หลังจากนั้นเครื่องจะเปิด) หากไม่มีการแตะปุ่มสัมผัส 2 ครั้งภายใน 5 วินาที เอลท์แบตเตอรี่จะออกจากโหมดรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ และไฟสีแดงจะหยุดกะพริบ					
การเชื่อมต่อ: เมื่อเอลท์แบตเตอรี่เปิดอยู่, กะพริบ 2 ครั้งทุกๆ 15 นาที สีไฟจะเปลี่ยนตามสถานะการเชื่อมต่อ: 1. เชื่อมต่อ: สีฟ้า; 2. ไม่ได้เชื่อมต่อ: สีเขียว		สีฟ้า/สีเขียว	R:0 G:160 B:220	กะพริบ	
เช็กลูกปรกษาเปิดหรือไม่: เพื่อทำการเช็กลูกปรกษาเปิดอยู่หรือไม่ แต่ไปที่ปุ่ม 1 ครั้ง ไฟจะปรากฏขึ้น 2 วินาที สีไฟจะเปลี่ยนตามสถานะการเชื่อมต่อ: 1. เชื่อมต่อ: สีฟ้า; 2. ไม่ได้เชื่อมต่อ: สีเขียว		สีเขียว/สีฟ้า	R:0 G:160 B:220	กะพริบ	

การบำรุงรักษาอุปกรณ์

การดูแลอุปกรณ์

1. ห้ามใช้วัตถุมีคมในการทำความสะอาดเครื่อง
2. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทำความสะอาด สารละลายตัวทำละลาย หรือสารไล่แมลงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกของอุปกรณ์
3. ล้างอุปกรณ์ให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดหลังจากสัมผัสกับคลอรีน ครีมน้ำยทำความสะอาด แอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง หรือสารเคมีที่รุนแรงอื่นๆ การสัมผัสกับสารเหล่านี้เป็นเวลานานอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
4. หลีกเลี่ยงการกดปุ่มขณะอยู่ในน้ำ
5. หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรงและการปฏิบัติต่ออุปกรณ์ที่รุนแรง เนื่องจากอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลง
6. อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป เช่น เย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรได้
7. หลังการออกกำลังกายแต่ละครั้ง ควรล้างแฮนด์แบนด์ด้วยน้ำสะอาด

การทำความสะอาดอุปกรณ์

การที่อุปกรณ์สัมผัสกับเหงื่อหรือความชื้นเพียงเล็กน้อยเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนซึ่งส่งผลให้การชาร์จอุปกรณ์มีปัญหา โดยจะขัดขวางการส่งข้อมูลและส่งผลกระทบต่อการใช้งาน

ดังนั้นควรเช็ดอุปกรณ์เบาๆ โดยใช้ผ้าฝ้ายกับผงซักฟอกที่เป็นกลางและปล่อยให้อุปกรณ์แห้งสนิทหลังจากทำความสะอาด

ความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลผลิตภัณฑ์

- หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ภายในร่างกาย ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
- เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือแบบออปติคัลของ Biosense จะปล่อยแสงสีเขียวและกะพริบเป็นบางครั้ง คุณปรึกษาแพทย์หากคุณเป็นโรคลมบ้าหมูหรือไวต่อแสงวาบ
- ปรึกษาแพทย์ของคุณอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะเริ่มหรือปรับเปลี่ยนกิจวัตรหรือโปรแกรมการออกกำลังกายใดๆ
- อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม เครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อวินิจฉัย ตรวจสอบ รักษา บำบัด หรือป้องกันโรค
- การอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่รับประกันต่อผลที่ตามมาของการตีความที่ไม่ถูกต้อง
- แม้ว่าเทคโนโลยีเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือแบบออปติคัลโดยทั่วไปจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ใช้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดโดยธรรมชาติของเทคโนโลยีที่อาจทำให้การอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจบางอย่างไม่ถูกต้องในบางสถานการณ์ รวมถึงลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้ การติดตั้งอุปกรณ์ และประเภทและความเข้มข้นของกิจกรรม
- ตัวติดตามกิจกรรมอาศัยเซนเซอร์ในการติดตามการเคลื่อนไหวและตัวชี้วัดอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่อุปกรณ์ให้มานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกิจกรรมและตัววัดของคุณอย่างใกล้ชิด แต่อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อมูลจำนวนก้าว การนอนหลับ ระยะทาง อัตราการเต้นของหัวใจ และแคลอรี
- ห้ามจุ่มหรือให้แบตเตอรี่โดนน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสกับแหล่งความร้อนหรือปล่อยทิ้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์ที่จอดไว้กลางแจ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ให้นำอุปกรณ์ออกจากรถหรือเก็บให้พ้นแสงแดดโดยตรง เช่น ในช่องเก็บของนักรถ
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นอกช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคู่มือซึ่งรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
- เมื่อจัดเก็บอุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน โปรดจัดเก็บไว้ภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคู่มือ
- อย่าใช้สายไฟและ/หรือสาย USB ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือจัดหาให้โดยผู้ผลิต และโปรดใช้อุปกรณ์ภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคู่มือซึ่งรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์



BioSense

health band

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

การวัดค่าบางอย่างจำเป็นต้องมีการติดตั้ง HELO Smart App สำหรับ Android OS 5.0 ขึ้นไป และสำหรับ Apple OS ver. 10.0 ขึ้นไป

1. HELO Biosense มีมาตรฐานการกันน้ำ 50 เมตร ตามมาตรฐาน ISO 22810:2010 สามารถใช้อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมน้ำตื้น เช่น ว่ายน้ำในสระหรือมหาสมุทร อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้ HELO Biosense สำหรับการดำน้ำลึก สกีน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำความเร็วสูงหรือการจมน้ำที่ระดับความลึกตื้น
2. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น HELO Biosense และบริการที่เกี่ยวข้องไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ ในด้านความถูกต้อง HELO ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อติดตามข้อมูลด้านสุขภาพบางอย่างอย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด ความถูกต้องแม่นยำของผลิตภัณฑ์และบริการของ HELO ไม่ได้มุ่งหมายให้เทียบเท่ากับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์
3. โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้หากคุณมีภาวะที่มีอยู่ก่อน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ HELO ใดๆ ของคุณ
4. ฟังก์ชันบางอย่างอาจถูกจำกัดในบางประเทศ



BioSense
health band



ข้อกำหนด FCC

การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีอำนาจในการใช้งานอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของกฎ FCC ซึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการดังต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการแทรกแซงที่เป็นอันตราย และ
2. อุปกรณ์นี้ต้องรองรับการแทรกแซงรวมถึงการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของกฎ FCC ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในเขตที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สามารถ สร้าง ใช้ และแผ่รังสีความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่มีการรบกวนในการติดตั้ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถเกิดได้จากการปิดและเปิดอุปกรณ์ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขการรบกวนด้วยมาตรการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 มาตรการ:

- ปรับทิศทางหรือย้ายเสารับสัญญาณ
- ทำการแยกระหว่างอุปกรณ์และตัวรับ
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนวงจรที่ต่างจากเครื่องที่ต่อกับเครื่องรับ
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ



BioSense
health band

ข้อจำกัด IC

อุปกรณ์นี้มีเครื่องส่ง/เครื่องรับที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับ RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของแคนาดา การดำเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการดังต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
2. อุปกรณ์นี้ต้องรองรับการแทรกแซงรวมถึงการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

HELLO

ขอขอบคุณ!

helocorp.com